


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxsr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095747

Numéro d'article: CM0018351



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OXSR1 (OSR1), une kinase sérine/thréonine de la voie WNK-OSR1. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Adapté aux recherches sur le transport ionique, la réponse au stress et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXSR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OSR1 ; OXSR1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9943
ID du gène	9943
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'OXSR1 humain (NP_005100.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	095747
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace