


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxt Pour Wb, Elisa - P01178

Numéro d'article: CM0016414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'OXT humain (proprotéine ocytocine-neurophysine 1). Validé pour le WB et l'ELISA, réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le comportement social et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXT Rabbit pAb
Remarques/Alias	OT ; OT-NPI ; OXT-NPI ; OXT
Espèce	Humain
ID de gène	5020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 de l'OXT humain (NP_000906.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01178
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace