

Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur De L'ocytocine Pour Wb, Elisa - P30559

Numéro d'article: CM0003653



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur de l'ocytocine humaine (OXTR, P30559). Pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des hormones neuropeptidiques, le comportement social et la pharmacologie des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur de l'Ocytocine mAb Lapin
Remarques/Alias	OTR; OT-R; Récepteur de l'Ocytocine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5021
ID de Gène	5021
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du récepteur de l'ocytocine humaine (P30559)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30559
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace