


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P-Cadherin Pour Wb, If, Fc Et Elisa - P22223

Numéro d'article: CM0004106



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la P-cadherine humaine (CDH3), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA.

Reconnaît la protéine P-cadherine endogène (~87/91 kDa). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P-cadherine mAb Lapin
Remarques/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1001
ID de Gène	1001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-654 de la P-cadherine humaine (NP_001784.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P22223
Poids Protéique	87kDa/91kDa
Expédition	Sac de glace