

Anticorps Monoclonal Anti-P Glycoprotéine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08183

Numéro d'article: CM0005227



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la P Glycoprotéine (ABCB1/MDR1) avec des applications validées en WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la multirésistance aux médicaments et les transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P Glycoprotéine Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5243
GeneID	5243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 603-692 de la P Glycoprotéine humaine (NP_000918.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08183
Poids moléculaire protéique	141kDa
Expédition	Sac de glace