

Anticorps Polyclonal Anti-P Glycoprotéine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Numéro d'article: CM0018597



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-P glycoprotéine de haute qualité pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine ABCB1 (MDR1) humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la résistance multidrogue et le transport médicamenteux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P Glycoprotein Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glycoprotéine
Espèce	Humaine
GeneID	5243
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 603-692 de la P glycoprotéine humaine (NP_000918.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08183
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace