

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P Glycoprotéine Pour Wb, Elisa - P08183

Numéro d'article: CM0002814



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la P Glycoprotéine humaine (ABCB1/MDR1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la résistance multidrogue et le transport de médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] P Glycoprotéine mAb lapin
Remarques/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glycoprotéine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5243
GeneID	5243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 393 à 710 de la P Glycoprotéine humaine (P08183).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08183
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace