

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glycoprotéine P - P08183

Numéro d'article: CM0018213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la glycoprotéine P humaine (ABCB1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec la souris. Outil clé pour les études sur la résistance multidroque et les transporteurs ABC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-glycoprotéine P
Remarques/Alias	CLCS ; MDR1 ; P-GP ; PGY1 ; ABC20 ; CD243 ; GP170 ; p-170 ; glycoprotéine P
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5243
GeneID	5243
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 590-689 de la glycoprotéine P humaine (NP_000918.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P08183
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Poche de glace