

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P150 Caf1 (Sous-Unité P150 De Caf-1) Pour Wb Et Elisa - Q13111

Numéro d'article: CM0022717



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la p150 CAF1 humaine (CHAF1A), la sous-unité p150 du facteur d'assemblage de la chromatine-1. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux recherches sur l'assemblage de la chromatine, la réplication de l'ADN et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p150 CAF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10036
GeneID	10036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la p150 CAF1 humaine (NP_005474.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13111
Poids moléculaire	107 kDa
Expédition	Sac de glace