

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P150 Caf1 Pour Wb, Elisa - Q13111

Numéro d'article: CM0009898



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le p150 CAF1 humain (CHAF1A), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier l'assemblage de la chromatine et les processus de réplication/réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-p150 CAF1
Remarques/Alias	CAF1 ; P150 ; CAF-1 ; CAF1B ; CAF1P150 ; p150 CAF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10036
GeneID	10036
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13111
Poids protéique	107 kDa
Expédition	Sac de glace