


Anticorps Polyclonal Anti-P16-Arc/Arpc5 Pour Wb, Elisa - O15511

Numéro d'article: CM0029316



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARPC5 humain (p16-ARC), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude du complexe Arp2/3, de la dynamique de l'actine et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Espèce	Humain
GeneID	10092
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-154 de l'ARPC5 humaine (NP_001257368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15511
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace