

Anticorps Polyclonal Anti-P16 Ink4A Pour Wb - P51480

Numéro d'article: CM0019164

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'extrémité N-terminale de p16 INK4A. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire et de la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-p16 INK4A
Remarques/Alias	Arf ; p16 ; MTS1 ; Pctr1 ; p19ARF ; p16INK4a ; p19<ARF> ; ARF-INK4a ; INK4a-ARF ; Ink4a/Arf ; p16(INK4a) ; p16 INK4A
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	1029
ID du gène	12578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la p16 INK4A de souris. (NP_001035744.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P51480
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant