


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P19Arf Pour Wb, Elisa - Q64364

Numéro d'article: CM0021935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p19ARF de souris (ARF suppresseur de tumeur), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme. Adapté aux études sur le cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p19ARF Rabbit pAb
Remarques / Alias	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1029
GeneID	12578
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la p19ARF de souris (NP_034007.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q64364
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace