


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P23/Ptges3 Pour Ihc-P, Elisa - Q15185

Numéro d'article: CM0017453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant P23/PTGES3 (cPGES), validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat ; réactif essentiel pour l'étude de la synthèse de la prostaglandine E2 et des fonctions de chaperon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P23/PTGES3 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	P23, TEBP, cPGES
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10728
ID du gène	10728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la protéine humaine P23/PTGES3 (NP_006592.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15185
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace