


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P23/Ptges3 Pour Wb Et Elisa - Q15185

Numéro d'article: CM0030506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PTGES3 (Prostaglandine E synthase 3, cPGES) humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des prostaglandines, de la fonction de chaperonne et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10728
ID du gène	10728
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine P23/PTGES3 humaine (NP_006592.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15185
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace