


Anticorps Polyclonal Anti-P2Rx2 Pour Wb, Elisa - Q9Ubl9

Numéro d'article: CM0029409



Introduction

pAc de lapin anti-P2RX2 pour WB et ELISA.
 Détecte le récepteur purinergique P2X 2 humain, souris et rat, un canal ionique activé par l'ATP impliqué dans l'audition et la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin P2RX2
Remarques/Alias	P2X2; DFNA41; P2RX2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22953
ID de gène	22953
Immunogène	Protéine recombinante de P2RX2 humaine (acides aminés 60-320)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBL9
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace