

Anticorps Polyclonal Anti-P2Rx3 Pour Wb, Elisa - P56373

Numéro d'article: CM0017305



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du P2RX3 humain (récepteur purinocepteur P2X 3), adapté pour WB et ELISA. Détecte le P2RX3 de souris et de rat. La cible est un canal ionique activé par l'ATP impliqué dans le traitement sensoriel et la perception de la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2RX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	P2X3; P2RX3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5024
ID de Gène	5024
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P56373
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace