

Anticorps Polyclonal Anti-P2Rx4 Pour If/Icc, If-P, Elisa - Q99571

Numéro d'article: CM0024352



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le P2RX4 humain (récepteur purinergique P2X4, canal cationique activé par l'ATP). Validé en IF/ICC, IF-P, ELISA. Détecte le P2RX4 humain et de rat. Idéal pour l'étude de la réponse immunitaire et de la neuroinflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RX4 Lapin pAb
Remarques/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espèce	Humain
GeneID	5025
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 111-211 du P2RX4 humain (NP_002551.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q99571
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace