

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P2Rx4 Pour Wb, If-P, Elisa - Q99571

Numéro d'article: CM0004889



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le P2RX4 humain (purinocepteur P2X4). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Un outil utile pour l'étude des canaux ioniques activés par l'ATP dans l'immunologie et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RX4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	P2X4 ; P2X4R ; P2RX4
Espèce	Humain
GeneID	5025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 55 à 338 de la protéine P2RX4 humaine (NP_002551.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99571
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet de glace