

Polymab® Anti-P2Rx4 De Lapin Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99571

Numéro d'article: CM0011340



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant anti-P2RX4 de lapin à haute sensibilité, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le purinocepteur P2X4 humain, de souris et de rat ; idéal pour la recherche en immunologie et neuroscience. ~43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5025
GeneID	5025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-338 de la protéine P2RX4 humaine (NP_110378.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99571
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace