

Anticorps Polyclonal Anti-P2Rx5 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q93086

Numéro d'article: CM0016007

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le P2RX5 humain (P2X5, LRH-1), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude des canaux ioniques activés par l'ATP dans le cerveau et les tissus immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RX5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P2X5 ; LRH-1 ; P2X5R ; P2RX5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5026
GeneID	5026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341-422 du P2RX5 humain (NP_002552.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q93086
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Poche réfrigérante