

Anticorps Polyclonal Anti-P2Rx7 Pour Wb, Elisa - Q99572

Numéro d'article: CM0015480



Introduction

Le pAc de lapin P2RX7 est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Cible : récepteur P2X7 (Q99572), un canal ionique activé par l'ATP impliqué dans l'inflammation et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2RX7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P2X7; P2RX7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5027
ID de Gène	5027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-334 du P2RX7 humain (NP_002553.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99572
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace