


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry1 Pour Wb Et Elisa - P47900

Numéro d'article: CM0029089



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine P2RY1 (purinocepteur P2Y1), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'agrégation plaquettaire médiée par l'ADP et de l'hémostase.

[En savoir plus](#)

| Nom du produit  | Remarques/Alias    | Espèce | GeneID (Humain) | GeneID | Immunogène                                                                                                                                              | Source | Catégorie             | Application | Réactivité croisée  | SWISS  | Poids de la protéine | Expédition   |
|-----------------|--------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| P2RY1 Lapin pAb | P2Y1, SARCC, P2RY1 | Humain | 5028            | 5028   | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 274-373 de la P2RY1 humaine (NP_002554.1). | Lapin  | Anticorps polyclonaux | WB, ELISA   | Humain, Souris, Rat | P47900 | 42 kDa               | Sac de glace |