

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry11 Pour If/Icc Et Elisa - Q96G91

Numéro d'article: CM0023120

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-P2RY11 de haute qualité pour échantillons humains et murins. Validé pour les applications IF/ICC et ELISA. Détecte le récepteur P2Y purinocepteur 11 (P2Y11), un récepteur couplé aux protéines G, à environ 40 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RY11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P2RY11 ; P2Y11 ; P2Y purinocepteur 11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	5032
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du P2RY11 humain (NP_002557.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96G91
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace