

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry11 Pour Wb, Elisa - Q96G91

Numéro d'article: CM0023711

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la purinoceptor P2Y 11 humaine (P2RY11), validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation des récepteurs couplés aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RY11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P2Y11 ; P2RY11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5032
GeneID	5032
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 379 de la P2RY11 humaine (NP_002557.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96G91
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace