


Anticorps Polyclonal Anti-P2Ry12 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Numéro d'article: CM0022821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le P2RY12 humain (récepteur purinergique P2Y 12), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur l'agrégation plaquettaire et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RY12 Lapin pAb
Remarques/Alias	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
Espèce	Humain
GeneID	64805
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 243-342 du P2RY12 humain (NP_795345.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H244
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace