

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry14 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - Q15391

Numéro d'article: CM0027869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le P2RY14 humain (récepteur P2Y14, GPR105), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'UDP-glucose et de la biologie des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2RY14 Lapin pAb
Remarques/Alias	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9934
GeneID	9934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-338 du P2RY14 humain (NP_055694.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15391
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace