


Anticorps Polyclonal Anti-P2Ry2 Pour Wb, Elisa - P41231

Numéro d'article: CM0013723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant P2RY2 humain (P41231), validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P2RY2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5029
GeneID	5029
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 278-377 de P2RY2 humain (NP_788086.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41231
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace