


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry2 Pour Wb, Elisa - P41231

Numéro d'article: CM0030382



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur purinergique P2Y 2 humain (P2RY2), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient aux études de signalisation des RCPG. Env. 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2RY2 Lapin pAb
Remarques/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5029
GeneID	5029
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P41231
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace