

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P2Y12 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Cpv9

Numéro d'article: CM0002872

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P2Y12 validé pour Western blot, IF-paraffine et ELISA. Détecte le P2Y12 de souris et de rat, un récepteur plaquettaire à l'ADP critique pour la recherche sur l'hémostase et la thrombose. Idéal pour les études sur la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P2Y12 Lapin mAb
Remarques/Alias	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	28996
GeneID	70839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-347 du P2Y12 de souris (Q9CPV9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9CPV9
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace