


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P38 Mapk (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0008646



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-p38 MAPK validé KO pour Western blot et ELISA. Détecte la p38 MAPK humaine, de souris et de rat (41 kDa). Convient à la recherche sur la signalisation MAPK, l'inflammation et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] p38 MAPK Rabbit mAb
Remarques/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1432
GeneID	1432
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet de glace