


Anticorps Polyclonal Anti-P38 Mapk Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0013074



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p38 MAPK humaine (MAPK14), adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress, l'inflammation et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p38 MAPK Rabbit pAb
Remarques/Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-360 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace