


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P38 Mapk Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0005186



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-p38 MAPK validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine MAPK14 humaine, murine et de rat. Adapté à l'étude des cascades de kinases MAP activées par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-p38 MAPK
Remarques/Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA ; p38 MAPK
Espèce	Humain
Identifiant de gène	1432
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 du p38 MAPK humain (Q16539)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids moléculaire protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace