


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P38 Mapk Pour Wb - Q16539

Numéro d'article: CM0016520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la p38 MAPK humaine (SWISS : Q16539). Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Détecte une protéine de 41 kDa. Convient aux recherches sur l'inflammation, l'apoptose et le stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-p38 MAPK
Remarques/Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA ; p38 MAPK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1432
GeneID	1432
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 261 et 360 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q16539
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant