

Anticorps Polyclonal Anti-P47Phox/Ncf1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Numéro d'article: CM0016184



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la p47phox/NCF1 humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie, immunoprécipitation et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la fonction de la NADPH oxydase et de la maladie granulomateuse chronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p47phox/NCF1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Espèce	Humain
GeneID	653361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-390 de la p47phox/NCF1 humaine (NP_000256.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14598
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace