

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P47Phox/Ncf1 Pour Wb, Elisa - P14598

Numéro d'article: CM0007735



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la p47phox/NCF1 humaine (P14598). Validé pour WB et ELISA, détectant une protéine de 45 kDa essentielle pour l'activité de la NADPH oxydase. Convient pour les études sur la CGD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	p47phox/NCF1 mAc Lapin
Remarques/Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	653361
GeneID	653361
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 291-390 de la p47phox/NCF1 humaine (P14598).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14598
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace