


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P4Ha1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Numéro d'article: CM0013777



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine P4HA1. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte une bande à 61 kDa ; réagit avec les protéines humaine, murine et de rat. Essentiel pour la recherche sur la biosynthèse du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P4HA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P4HA; P4HA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5033
GeneID	5033
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 235-534 de la protéine humaine P4HA1 (NP_001017962.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13674
Poids Moléculaire Protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace