

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P4Ha2 Pour Wb, Elisa - O15460

Numéro d'article: CM0006875

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin fiable ciblant la P4HA2 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté à la recherche sur l'hydroxylation du collagène, la fibrose et l'activité de la prolyl 4-hydroxylase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P4HA2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MYP25 ; lncRNA-PE ; P4HA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8974
GeneID	8974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-333 de la P4HA2 humaine (NP_004190.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15460
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace