

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P4Ha2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Numéro d'article: CM0026932



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-P4HA2 détecte le P4HA2 humain (61kDa) par WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'hydroxylation du collagène et de la biologie de la matrice extracellulaire dans les tissus cardiaques, placentaires, pulmonaires et pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	P4HA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MYP25; IncRNA-PE; P4HA2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8974
ID de Gène	8974
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 239-333 du P4HA2 humain (NP_004190.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15460
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace