

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P4Ha3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

Numéro d'article: CM0013194

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre P4HA3 pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte P4HA3 humain, murin, rat, une sous-unité de la prolyl 4-hydroxylase du collagène. Convient pour les études sur la matrice extracellulaire et la fibrose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | P4HA3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias             | P4HA3                                                                                                                       |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)             | 283208                                                                                                                      |
| GeneID                      | 283208                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 de P4HA3 humain (NP_878907.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                       | Q7Z4N8                                                                                                                      |
| Poids moléculaire protéique | 61kDa                                                                                                                       |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                |