

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P4Hb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

Numéro d'article: CM0002132



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin P4HB validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec la protéine P4HB humaine, murine et de rat, une protéine disulfure-isomérase de 57 kDa impliquée dans la régulation redox et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin P4HB
Remarques/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5034
GeneID	5034
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 409-508 de la protéine P4HB humaine (P07237)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07237
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace