

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P4Hb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

Numéro d'article: CM0016551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la P4HB humaine (protéine disulfure-isomérase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude du repliement des protéines, du stress du RE et de la biosynthèse du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	P4HB Rabbit pAb
Remarques/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Espèce	Humaine
GeneID	5034
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 329-508 de la P4HB humaine (NP_000909.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07237
Poids moléculaire	57 kDa
Expédition	Sac de glace