

Anti-P4Hb Lapin Polymab® Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Numéro d'article: CM0002026



Introduction

Le PolymAb® Lapin anti-P4HB est un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine disulfide-isomérase, validé pour le WB, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la formation des ponts disulfure et le repliement des protéines dans le réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Lapin anti-P4HB
Remarques/Alias	DSI ; GIT ; PDI ; PHDB ; PDIA1 ; PO4DB ; PO4HB ; PROHB ; CLCRP1 ; ERBA2L ; P4Hbeta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5034
Identifiant du gène	5034
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 329-508 de la P4HB humaine (NP_000909.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07237
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace