

Anticorps Monoclonal Anti-P53 Dinp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96A56

Numéro d'article: CM0012768

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la p53 DINP1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p53 DINP1 mAb de lapin
Remarques / Alias	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Espèce	Humain
ID du gène	94241
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la p53 DINP1 humaine (Q96A56)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A56
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace