

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P53 (Phospho S392) Pour Wb Et Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0000757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la p53 humaine à la sérine 392, validé pour le Western blot et l'ELISA avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour étudier la réponse aux dommages à l'ADN, l'apoptose et les voies de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-p53-S392
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S392
Espèce	Humain
GeneID	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S392 de la p53 humaine (P04637)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace