


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P53 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

Numéro d'article: CM0010622



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-p53 validé KO pour Western blot, IHC-P et IF/ICC. Détecte le p53 humain, murin, de rat. Immunogène peptide synthétique, 43 kDa. Pour la recherche sur le cancer et les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-p53
Remarques/Alias	bbl ; bfy ; bhy ; p44 ; p53 ; Tp53
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	7157
GenelD	22059
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02340
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace