


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P53 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Numéro d'article: CM0018896



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le suppresseur de tumeur p53. Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA sur des échantillons humains et murins. Adapté à la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p53 Lapin pAb
Remarques/Alias	bbl ; bfy ; bhy ; p44 ; p53 ; Tp53
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	7157
GenelD	22059
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 290-390 de la p53 de souris (NP_035770.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02340
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace