

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P53 Pour Wb, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0029942



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p53 humaine, validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte la protéine suppresseur de tumeur p53 de 44 kDa, un régulateur clé de l'arrêt du cycle cellulaire et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p53 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; p53
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7157
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 218 et 390 de la p53 humaine (NP_035770.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace