


Polymab® Rabbit Anti-P53 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0006844



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la p53 humaine, validé par KO. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Immunogène de protéine recombinante, réactivité croisée avec l'espèce humaine. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] p53 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7157
GenelD	7157
Immunogène	Protéine recombinante de la p53 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace