

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P60 Caf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Numéro d'article: CM0024710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le p60 CAF1 humain (CHAF1B, CAF-1 p60) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études d'assemblage de la chromatine et de réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-p60 CAF1
Remarques/Alias	CAF1 ; MPP7 ; CAF-1 ; CAF1A ; CAF1P60 ; CAF-IP60 ; MPHOSPH7 ; p60 CAF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8208
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-559 du p60 CAF1 humain (NP_005432.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13112
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace